

PHAEO

Les Phaéos ne présentent pas de pigment noir, mais seulement la phaéomélanine (brune).

La phaéomélanine brune devra être présente dans sa tonalité maximale et sous la forme d'un dessin maillé bien contrasté : axe des plumes sans mélanine avec périphérie brune foncée. Ce dessin maillé est la qualité principale du canari phaéo. Le maillage dû à la phaéomélanine présente sur tout le pourtour de la plume donne un dessin discontinu, court et serré ne formant pas des bandes allongées.

Le dessin devra être présent sur la tête sous forme de maillage fin ou de petites stries nettes sans mélanine axiale. Le maillage net et bien défini sera réparti régulièrement sur tout le dos. Chez le schimmel et le mosaïque le maillage sera le plus arrondi possible alors que chez les intensifs on tolérera un maillage un peu plus fin.

Le maillage devra aussi être bien visible sur les épaules et les flancs. Les rémiges et rectrices doivent aussi être entourées d'un liseré bien visible le plus brun foncé possible.

Chez les femelles, la phaéomélanine brune dans sa tonalité maximale doit se manifester sur l'ensemble du corps de l'oiseau (sauf bas-ventre des mosaïques qui sera plus clair et sans lipochrome visible) et doit impérativement partir depuis le bord du bec.

Chez les mâles la répartition de la phaéomélanine brune sera légèrement différente (cf standard du mâle).

Le bec, les pattes et les ongles sont unicolores et clairs.

Les yeux sont rouges.

Remarques: particularités de l'enrobage en fonction de la variété et de la catégorie

Chez les schimmels comme chez les intensifs, l'enrobage devra impérativement laisser apparaître par transparence le lipochrome sur tout le corps. Si le lipochrome n'est pas visible, notamment dans le dos, l'oiseau sera pénalisé dans la rubrique catégorie.

Compléments au Standard C.N.J.F.

Des recommandations sont apportées pour répondre à certains points d'interrogation.

① Vocabulaire : nous employons le mot «maillage» qui correspond à ce qui dans certains pays et à l' O.M.J. est appelé écaillage.

② Pour les Phaéos très enrobés avec peu ou pas du tout de contraste et dessin : c'est un défaut **pénalisant**. Attention à cela.

③ Pour les Phaéos Mosaïques, quelles que soient les qualités de l'oiseau au niveau du type (bon maillage, bon enrobage, bonne tonalité) ou au niveau de la variété (le Lipo), nous devons considérer l'absence d'une catégorie bien définie (Mosaïque bien net) comme élément **pénalisant** (*attention aux pseudos mosaïques qui sont en réalité des schimmels*). Exigence d'un bas ventre plus clair et sans lipochrome visible.

Standard des femelles phaéos

Pour le standard détaillé, voir page précédente

Rappel : *Chez le phaéo, il conviendra de privilégier et valoriser l'abondance et la netteté du maillage.*

Nota : la présence de maillage visible dans la nuque est une qualité souhaitée et signe d'une qualité supérieure.

Évaluation	Description	Note
TRÈS BON	Sujet correspondant au Standard	29
BON	<ol style="list-style-type: none">1. Très bon maillage, très bonne tonalité foncée mais enrobage imparfait en quelques endroits2. Très bon maillage, très bon enrobage, tonalité brune un peu moins soutenue3. Très bon maillage, bon enrobage et tonalité brune un peu moins soutenue4. Très bonne tonalité, très bon enrobage mais maillage manquant de netteté ou trop allongé et aligné (note de 27).	28 - 27
MOYEN	<p>Note adaptée au degré d'imperfection.</p> <p>Tonalité de moins en moins foncée. Perte de contraste dans le dessin. Perte de dessin maillé (flancs notamment). Transformation du maillage en alignement du dessin. Front éclairci puis enrobage insuffisant. Légère dépigmentation en bout de plumes (notamment à la nuque) = écailles de dépigmentation.</p>	26 à 24
MAUVAIS	Tonalité beige. Absence de dessin maillé. Mauvaise répartition de la mélanine (absente de la poitrine et du ventre, de la tête). Rémiges ou rectrices marquées longitudinalement.	Application du système pénalisant

Standard des mâles phaéos

Comme chez la femelle, la phaéomélanine (brune) devra être dans sa tonalité maximale et le dessin bien maillé.

Le type de maillage sera le même que chez la femelle.

L'enrobage de l'oiseau devra être différent de celui de la femelle, de façon à exprimer la spécificité mâle remarquable par la présence d'un masque facial évident et par un refoulement mélanique en poitrine.

Ainsi, sur la face de l'oiseau, il y aura un masque facial bien apparent, complet et symétrique entourant complètement le bec où la couleur de fond s'exprimera nettement. Un léger persillage mélanique sera présent dans le masque. Ensuite, la mélanine partira dans sa tonalité maximale au ras de ce masque facial. La nuque et les joues seront bien marquées. Les côtés de la poitrine seront bien marqués, mais la partie centrale de la poitrine laissera nettement voir le lipochrome à travers un persillage brun régulièrement réparti.

Chez les mâles mosaïques, exigence d'un bas ventre plus clair et sans lipochrome visible.

Rappel : *Chez le phaéo, il conviendra de privilégier et valoriser l'abondance et la netteté du maillage.*

Nota : la présence de maillage visible dans la nuque est une qualité souhaitée et signe d'une qualité supérieure.

Évaluation	Description	Note
TRÈS BON	Sujet correspondant au Standard	29
BON	<ol style="list-style-type: none">1. Très bon maillage, très bonne tonalité foncée mais enrobage imparfait en quelques endroits2. Très bon maillage, très bon enrobage, tonalité brune un peu moins soutenue3. Très bon maillage, bon enrobage et tonalité brune un peu moins soutenue4. Très bonne tonalité, très bon enrobage mais maillage manquant de netteté ou trop allongé et aligné (note de 27).	28 - 27
MOYEN	<p>Note adaptée au degré d'imperfection.</p> <p>Tonalité de moins en moins foncée. Perte de contraste dans le dessin. Perte de dessin maillé (flancs notamment). Transformation du maillage en alignement du dessin. Eclaircissement prononcé de la poitrine et de la tête. Disparition complète ou partielle du masque facial. Légère dépigmentation en bout de plumes (notamment à la nuque) = écailles de dépigmentation.</p>	26 à 24
MAUVAIS	<p>Tonalité beige. Absence de dessin écaillé. Perte de mélanine à la tête</p> <p>Rémiges ou rectrices marquées longitudinalement.</p>	Application du système pénalisant